

記事

[Mihoko Iijima](#) · 2021年7月13日 1m read

管理ポータルにログインできない場合の確認項目

これは [InterSystems FAQ サイト](#) の記事です。

管理ポータル接続時に指定している Web サーバポート が正しい番号を指定しているかご確認ください。

Windows にクライアントツールのインストールを行っている場合は、ランチャーに登録している接続サーバの設定に問題がある場合が考えられます。

ランチャー > 優先接続サーバ > 追加 / 編集 で、接続先の Webサーバポートが正しく設定されているかご確認ください。

test
このサーバ
追加/編集(A)

クラスリファレンス(C)
リモートシステム アクセス(R)
優先接続サーバ(F)[IRISHealth3]
バージョン情報(b)...
終了(X)

InterSystems IRIS サーバマネージャ

接続

サーバ名	IPアドレス	ポート	Telnetポート...	ウェブサーバポート	ウェブサーバ...	GSPサーババイ...	HTT...
CACHE	localhost	1972	23	52772			
HS	localhost	51773	23	52776			
HSCV	lo...						
IRIS1							
IRISHealth							
IRISHealth1							
IRISHealth3							
IRISPYTHON							
ipn filesrv							
localdocker							
test	1...						

使用している接続情報をダブルクリックします。

ウェブサーバポートの設定値を確認します。

接続を編集

サーバ名:
IPアドレス:
ポート:
Telnetポート:
ウェブサーバポート: 52774
ウェブサーバIPアドレス:
GSPサーバインスタンス:
コメント:
☐ HTTPS
認証方法
☒ パスワード
☐ Kerberos

OK(O) キャンセル(C)

Web サーバポートが不明な場合は、インストールディレクトリにある構成ファイル (cache.cpf または iris.cpf) をテキストエディタで開き、"WebServerPort" の項目で確認できます。

例)

【IRIS2018.1 ~】

WebServerPort=52773

【Caché2009.x ~】

WebServerPort=57772

【Caché5.1 ~ 2008.x】

WebServer=ON,57772

[#システム管理](#) [#ヒントとコツ](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#) [#HealthShare](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E9%A0%85%E7%9B%AE>