
記事

[Hiroshi Sato](#) · 2020年9月28日 1m read

クライアントのIPやマシン名を取得する方法

これはInterSystems FAQ サイトの記事です。

言語バインディングなどのサーバクライアント型で接続した場合、クライアントのマシン名は以下の処理で取得できます。

```
set client=##CLASS(%SYS.ProcessQuery).Open("P"$j).ClientNodeName
```

クライアントのIPアドレスは以下の処理で取得できます。

```
set ip=##CLASS(%SYS.ProcessQuery).Open("P"$j).ClientIPAddress
```

* サーバーとクライアントが同一マシンの場合、上記で取得できるIPアドレスは、127.0.0.1になります。

[#Caché](#) [#Ensemble](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AEip%E3%82%84%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E5%90%8D%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95>