
記事

[Hiroshi Sato](#) · 2021年10月7日 1m read

ジャーナルレコード中の「時間」の値について

これは [InterSystems FAQ サイト](#)の記事です。

ジャーナルレコードの「時間」には、ジャーナルバッファを初期化したときの時間が登録されています。

ジャーナルレコードの時間は、ジャーナルバッファ毎に登録されているため、同じジャーナルバッファ内のジャーナルレコードはすべて同じ時間になります。

なお、ジャーナルバッファは、64KBのサイズで255個存在していて、1つのジャーナルバッファが満杯になった場合、次のジャーナルバッファヘレコードを追加するように順番に使用されます。

ジャーナルレコードの時間は、次のバッファヘレコードを追加する前に行われる初期化の時間が記録される仕組みになっています。

[#システム管理](#) [#ヒントとコツ](#) [#Cache](#) [#Ensemble](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6>