

記事

[Mihoko Iijima](#) · 2021年6月14日 1m read

TCP接続（OPEN）した際のクライアントのアドレス取得方法

これは [InterSystems FAQ サイト](#) の記事です。

接続先クライアントのIPアドレス取得するには、以下の方法で [%SYS.ProcessQuery クラス](#) を使用します。

(a) 対象プロセス ID を指定して、[ClientIPAddress プロパティ](#) を参照します。

```
Set Process=##CLASS(%SYS.ProcessQuery).%OpenId("8656")
Write Process.ClientIPAddress
```

(b) 全てのプロセスの情報を知りたい場合は、必要な情報のみ取得する SQL クエリを作成し、クラス内で実行することができます。

例) `SELECT * FROM %SYS.ProcessQuery` で詳細情報を取得できます。

詳細は、以下ドキュメントをご参照ください。

[%SYS.ProcessQueryについて【IRIS】](#)

[%SYS.ProcessQueryについて](#)

[#システム管理](#) [#ヒントとコツ](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#) [#HealthShare](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/tcp%E6%8E%A5%E7%B6%9A%EF%BC%88open%EF%BC%89%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%96%B9%E6%B3%95>