
質問

[Kobata Makoto](#) · 2022年2月28日

Native API for .NETでの%Stream.GlobalBinaryデータの書き込みについて

皆様こんにちは。

Native API for
.NETを使用して、%Stream.GlobalBinaryタイプのプロパティを持つデータを作成しようとしています。

%Stream.GlobalBinaryタイプのプロパティ（binaryData）に書き込む部分は以下のようになっています。

```
Using obj As InterSystems.Data.IRISClient.ADO.IRISObject =  
iris.ClassMethodObject("User.Sample","%New")  
  
Using prop As InterSystems.Data.IRISClient.ADO.IRISObject = obj.GetObject("binaryData")  
  
prop.InvokeStatusCode("Write", binary)  
  
End Using  
  
obj.InvokeStatusCode("%Save")  
  
End Using
```

この " Write " メソッド部分ですが、1.5MB程度の制限がかかってしまい、1.5MBを超えるようなデータが登録できません。

実際にはエラーとはならず、1.5MBまでしか書き込まれていない状態のようです。

どなたか解決方法等ご教授いただけないでしょうか。

[#.NET #InterSystems IRIS](#)

Product version: IRIS 2020.3

\$ZV: IRIS for Windows (x86-64) 2020.3 (Build 304U) Tue Oct 27 2020 10:07:42 EDT

ソースURL:<https://jp.community.intersystems.com/post/native-api-net%E3%81%A7%E3%81%AEstreamglobalbinary%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6>